

НОВЫЙ ИНСУФФЛЯТОР УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

E360

ДЛЯ ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ



ДОСТУП К ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ!



Совместимость с эндоскопическими системами Sonoscape, Pentax, Olympus, Aohua, Fujifilm, Karl Storz с помощью специально разработанных переходников



Три варианта комплектации инсуффлятора в зависимости от способа подключения к магистрали подачи углекислого газа



Три уровня потока углекислого газа



Интуитивное управление



ИНСУФФЛЯТОР УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА E360 ДЛЯ ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ


Комплект для работы от консоли

для подключения
к централизованной системе
подачи углекислого газа



Комплект для работы от баллона 40 литров

для подключения к имеющемуся
в операционной 40-литровому
баллону с углекислым газом



Комплект для работы от баллонов объемом 5 литров со стойкой

Мобильный вариант
расположения инсуффлятора.
Включает удобный аппаратный
стол на колесиках
с расположенными на нем двумя
пятилитровыми баллонами

